




Dermicus mobilapp – installation

Skapa ett Apple-ID med hjälp av App Store på er iPhone

1. Öppna App Store och tryck på inloggningsknappen.
2. Tryck på Skapa nytt Apple-ID. Om du inte ser det här alternativet kontrollerar du att du är [utloggad från iCloud](#).



- Följ stegen på skärmen för att ange en e-postadress, skapa ett starkt lösenord och ställa in er iPhone region. Den e-postadress du anger blir ert nya Apple-ID.



Avbryt Skapa Apple-ID Nästa

E-post info@exempel.se

Lösenord ●●●●●●

Verifiera ●●●●●●


Sverige >

Godkänn villkoren

Genom att trycka på Nästa bekräftar du att du godkänner [Villkor för Apples medietjänster](#) och [Villkor för iCloud](#).

Ditt Apple-ID används till att aktivera Apple-tjänster när du loggar in, inklusive iCloud-säkerhetskopiering som automatiskt säkerhetskopierar data på din enhet om du behöver byta ut eller åter skapa den. Enhetens serienummer kan användas till att kontrollera om du är behörig för tjänsteerbjudanden. [Se hur dina data hanteras...](#)

- Välj Inget vid faktureringsinformation.



Tillbaka Skapa Apple-ID Nästa

BETALNINGSMETOD
Du kommer inte att debiteras förrän du gör ett köp.

Kontokort
Visa, MasterCard, American Express

Betalning via mobilräkning

Inget

FAKTURERINGSNAMN

Förnamn Admin

Efternamn Person

FAKTURERINGSADDRESS

Gata Kungsgatan 4

Gata Valfritt

Postnummer Krävs

- Bekräfta ditt telefonnummer. Det hjälper dig att verifiera din identitet och återställa ditt konto om det behövs. Tryck på Nästa.
- Kontrollera om du har fått ett verifieringsmeddelande från Apple i din inkorg och verifiera din e-postadress.
- När du har verifierat din e-postadress skall du använda den nya Apple-ID för att logga in på App Store för att installera Dermicus mobilapp.


Installera Dermicus mobilapp

Ni skall skapa ett Appstore-konto (Apple-ID) per vårdcentral, om ni inte redan har ett sådant. Det skall inte vara ert personliga Apple-ID och koordinera gärna med er lokala centeradmin för Dermicus.

1. Starta iPhone/iPad, och säkerställ att det finns internetuppkoppling. Ladda Dermicus mobilappen genom Appstore genom att välja ett av alternativen nedan:
 - a. Sök på "Dermicus" på Appstore
 - b. Skanna QR koden för att komma direkt till mobilappen
 - c. Klicka på länken för att komma fram till nedladdningssidan
<https://apps.apple.com/se/app/dermicus/id1434207047>



2. Se bild nedan för Dermicus mobilapp. Klicka på "HÄMTA".



3. Gå tillbaka till hemskrämen på iPhone/iPad.
4. Vänta på att den nya appen (Dermicus) laddas ner och installeras.
5. Klicka på Dermicus appen och klicka "OK" för Dermicus begär åtkomst till kamera.
6. Installationen är nu klar och du kan börja använda Dermicus appen.